

便利的操作 — 得益于研磨机的独特设计



DYNO[®]MILL RESEARCH LAB

的设计完美，可快速拆装和清洗。设计整体化。全套封闭的研磨腔可非常容易的从驱动单元上拆下来，易于清洗、消毒。



拆下研磨腔，
打开盖子，即
可装填研磨珠



拆下研磨腔后，
可非常方便的清
理研磨珠和清洗
内缸

DYNO[®]MILL RESEARCH LAB技术数据

研磨腔容积 ml	最小批量 ml	驱动电机 kW	分散轴转速 rpm	冷却水流量 l/h	机器重量 kg	外形尺寸 长/宽/高 mm
80	100	1.1	1500-6000	100-300	约25	620×250×430

以上数据以实际产品和工艺为准